

GripSTOP®

PL

Krople ochronne do nosa
Udrażniające przewody nosowe

Wskazania:

Wyrób medyczny o działaniu nawilżającym błonę śluzową i rozrzedzającym wydzielinę, wskazany w leczeniu i profilaktyce czynnościowych zaburzeń oddychania przez nos u dzieci.

Skład:

Laktoferyna, karboksymetylo-beta-glukan, D-pantenol, sól dwupotasowa kwasu glicyryzynowego, hydroksypropylometyloceluloza, chlorobutanol, N-hydroksymetyloglicynian sodu, sól dwusodowa EDTA, polisorbat 20, aromaty naturalne, roztwór buforowy o pH 7,0.

Sposób użycia:

Zakraplać po 2 krople do każdego otworu nosowego, 3–4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Działania niepożądane:

Nie stwierdzono.

Środki ostrożności:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Po zastosowaniu należy dokładnie zamknąć pojemnik.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wstrzykiwać.
- Nie połykać.
- Nie zanieczyszczać środowiska naturalnego użytym opakowaniem.

Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42 / EWG

15 ml e

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

Vitamed
Pharmaceuticals

VITAMED

ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice

www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl

Wyprodukowano we Włoszech



DMG Italia srl
via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com



Wersja 1 z 02.03.2010 r.

GripSTOP®

PL

Spray ochronny do nosa Udrażniający przewody nosowe

Wskazania:

Preparat w aerozolu przeznaczony do stosowania w stanach niedrożności przewodów nosowych oraz w utrudnionym oddychaniu przez nos.

Skład:

Laktoferyna, karboksymetylo-beta-glukan, D-pantenol, sól dwupotasowa kwasu glicyryzynowego, chlorobutanol, N-hydroksymetyloglicynian sodu, sól dwusodowa EDTA, polisorbata 20, aromaty naturalne, roztwór buforowy o pH 7,0.

Sposób użycia:

Usunąć nasadkę ochronną, umieścić kciuk na podstawie pojemnika, a palce wskazujący i środkowy na skrzydełkach dozownika i przycisnąć do dołu. Następnie zwolnić nacisk. Czynność należy powtarzać aż do uzyskania pierwszego rozpylenia. Głowę pochylić lekko do przodu, wykonać powolny wydech, a następnie zaaplikować preparat do odpowiedniego otworu nosowego. Wykonać wdech, jednocześnie zatykając palcem drugiej ręki otwór nosowy, do którego nie jest podawany preparat. Stosować 2 rozpylenia 2 razy dziennie.

Działania niepożądane:

Nie stwierdzono.

Środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Po użyciu należy dokładnie zamknąć pojemnik. Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Nie wstrzykiwać. Nie połykać. Nie zanieczyszczać środowiska naturalnego użytym opakowaniem po aerozolu.

Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG

20 ml e

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

Vitamed
Pharmaceuticals

VITAMED

ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smarkdzewice

www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl

Wyprodukowano we Włoszech



DMG Italia srl
via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgjit.com



Aktualizacja nr 3 z dnia 01/08/2013